

Everyclean is the best cleaner optimized for the sintering furnace with MoSi₂ heating elements. By eliminating remaining coloring liquid in the chamber or heating elements, you can get more transparent and ideal crown shade. Everyclean consists of 12 bottles (100g) with different mark for each month so that cleaning can be done monthly bases. If you clean sintering furnace with Everyclean once in a month, you can minimize contaminant in the chamber or heating elements. For example, use Everyclean with mark 'May' when you do cleaning in May. Then, you will never forget monthly cleaning. After cleaning, the orange color Everyclean will be turned into white color in normal condition of sintering furnace. With Everyclean the best zirconia crown will always be with you.

**EVERY
CLEAN**

에브리크린은 몰리브덴열선이 장착된 신터링퍼네스에 최적화되게 제작된 신터링 크리너입니다. 챔버 및 열선에 남아 있는 컬러링리퀴드 성분을 제거함으로써, 보다 투명하고, 이상적인 보철물의 색상을 재현할 수 있습니다. 에브리크린은 매달 1회 크리닝을 할 수 있도록 12개(100g)의 제품으로 구성되어 있습니다. 각 보틀에는 월표시가 되어있습니다. 매달 꾸준한 크리닝을 한다면, 챔버 및 열선의 오염물질을 최소화 할 수 있습니다. 크리닝하는 달이 5월이면 5월표시가 되어있는 제품을 사용하십시오. 그러면 정기적인 크리닝을 잊지 않고 할 수 있습니다. 정상적인 상태에 신터링 퍼네스라면 크리닝 후에 오렌지색 에브리크린이 흰색으로 바뀔 것입니다. 에브리크린과 함께 라면 최상의 지르코니아 보철물이 항상 여러분과 함께 할 것입니다.



How To Use



에브리크린 12개의 보틀에는 월표시가 되어 있습니다. 만약 5월달에 크리닝을 한다면, 5월표시가 되어 있는 보틀은 선택해 주십시오. 매달 잊지 않고 크리닝을 하는데 도움을 줄 수 있습니다.

12 bottles of Everyclean have different mark by month. Choose Everyclean bottle marked with 'May' when you do cleaning in May. This 12 months mark will help you keep monthly cleaning without

신터링 트레이에 100g의 에브리크린은 모두 담아주십시오. 이때 신터링비드, 신터링파우더는 제거한 상태에서 해주셔야 합니다.

Put all the Everyclean(100g) in sintering tray after removing sintering bead and sintering powder.

신터링 트레이의 두껍을 덮지 않은 상태로 신터링 챔버내에 넣어주십시오, Put Everyclean into chamber of sintering furnace with cover of sintering tray opened.

신터링 스케줄은 통상적인 지르코니아 신터링 스케줄을 선택하신 후 작동시켜주십시오



Regarding sintering schedule, pick up Zirconia sintering schedule and then start operation.

작업이 끝난 후엔 오렌지색의 에브리크린이 흰색으로 바뀔걸 확인 할 수 있습니다. 이는 정상적으로 크리닝이 끝났다는 걸 알려줍니다. 또한 오염물질을 흡수한 에브리크린은 부분적으로 흐린 노란색이나, 녹색을 나타낼 수 있습니다. 정기적인 크리닝을 하신다면 이런 증상은 쉽게 없앨 수 있습니다.

After cleaning, you can find out the orange color Everyclean has been turned into white color. This change means that cleaning has been done well. And also, Everyclean which absorbed contaminant may have partially yellow or green color. If you make monthly cleaning with Everyclean, you can get rid of this phenomenon.



제품박스에 동봉되어 있는 에브리크린택에 크리닝작업 날짜를 써준 후 신터링 기손작이등에 걸어주세요, 크리닝 날짜를 쉽게 알 수 있어, 정기적인 크리닝을 가능하게 해줍니다.

Put date of cleaning on Everyclean tag enclosed in box and then hang/keep it on handle of sintering furnace, which enables you to do monthly cleaning